

Enregistreur Holter numérique 12 DÉRIVATIONS

ENREGISTREMENT
CONTINU DES
12 DÉRIVATIONS



H12+

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Enregistrement continu des 12 dérivations** –
Le H12+ restitue les données fidèles des 12 dérivations, enregistrées battement par battement sur une carte Compact Flash.
- **Affichage des ondes** –
Affichage complet de l'ecg lors de l'installation sur le patient.
- **Information patient numérique** –
L'identification patient alpha numérique permet d'identifier chaque enregistrement de façon unique. Aucun périphérique extérieur n'est nécessaire pour entrer les données patient.
- **Détection haute résolution des stimulations cardiaques** –
Une fréquence d'échantillonnage de 10000 ech/sec/canal permet une détection haute résolution des spikes du pacemaker.
- **Compact et léger** –
Le H12+ a été conçu pour un confort maximum du patient : il ne pèse que 125g. C'est le plus petit des enregistreurs 12 dérivations.

H12+™ ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

Caractéristiques	Spécifications
Types d'instrument	Enregistreur Holter ECG 12 dérivations
Canaux d'entrée	Acquisition simultanée de toutes les dérivations
Acquisitions Standard	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Impédance d'entrée Etendue dynamique d'entrée Tolérance de décalage des électrodes Réponse en fréquence	Conforme ou supérieur aux exigences ANSI/AAMI EC38
Fréquence d'échantillonnage numérique	10000 ech/sec/canal pour la détection des spike du pacemaker ; 180 ech/sec/canal pour l'enregistrement et le stockage
Fonctions spéciales	Détection de pacemaker, affichage ECG Test de Dérivation
Conversion analogique/numérique	20 bits
Stockage	Carte mémoire Compact Flash
Classification de l'appareil	Type CF, fonctionne sur batteries
Poids	125 g sans batteries
Dimensions	64 x 91 x 25 mm
Pile	1 pile AA alcaline

*Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

A C C E S S O I R E S S T A N D A R D

- Câble patient 12 dérivations
- Housse de protection pour l'enregistreur
- Manuel d'utilisation
- Manuel concis d'instruction
- Kit de branchement Holter

Garantie et Maintenance

Mortara Instrument s'engage à fournir la meilleure qualité de service clientèle. N'hésiter pas à nous contacter afin de déterminer le programme le mieux adapté à vos besoins.

Mortara Instrument, Inc.
7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

Mortara Rangoni Europe, Srl
(European Headquarters, Italy)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

Mortara Instrument GmbH
(Germany)
Kaninenberghöhe 50
45136 Essen
Tel: +49.201.268311
Fax: +49.201.268313

Mortara Instrument B.V.
(The Netherlands)
H. Dunantplein 6
3731 CL De Bilt
Postbus 131
3720 AC Bilthoven
Tel: +31.30.2205050
Fax: +31.30.2201531

 **Mortara** INSTRUMENT
The World Leader in ECG Technology

<http://www.mortara.com>
ISO 13485 Certified